

Протезная мазь

PO840

Защитная и успокаивающая
протезная мазь

Протезная мазь содержит витамины А и D, оказывает на кожу успокаивающее и защитное действия. Может использоваться в качестве ночного крема, который можно применять как после снятия протеза, так и днем для смазывания культи при носке силиконового чехла. Идеальна для пользователей имеющих чувствительную или поврежденную кожу.

Не подходит для совместного использования с гелевыми чехлами, поскольку при длительном применении может разрушать структуру материала.



Рекомендован для совместного использования с:



**Гелевыми чехлами (для термоформуемых
протезных гильз) - все виды ALPS гелевых чехлов**

* При длительном применении может разрушать гелевые изделия



Силиконовыми чехлами - ClearPro



Полиуретановыми чехлами

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

PO840 **Протезная мазь, 4 oz. (120мл)**

PO840 BX12 **Протезная мазь, 4 oz. (120мл), упаковка из 12 шт.**



ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи,
Октябрьская ул., дом 10
Тел./Факс: +7 (495) 103 4004
E-mail: sales@vitaorta.ru
Web: www.vitaorta.ru

Следуй за нами:

- <https://www.youtube.com/endoliterus/>
- <https://www.facebook.com/endoliterussia>
- <https://vk.com/endoliterussia>
- <https://www.pinterest.ru/endoliterussia/>
- <https://www.instagram.com/endoliterussia/>

