

Сравнение различных гелевых материалов для изготовления протезных креплений и чехлов

ALPS Gel



EasyGel™

Мягкий гель с антиоксидантами

Мягкая зернистая текстура

Содержит антиоксиданты, которые эффективно поглощают свободные радикалы и гидроксильные группы.

Лучше всего подходит для пользователей имеющих шрамы, раздражение кожных покровов, а также для чувствительной кожи.



GripGel™

Контракционный гель

Гладкая липкая текстура

Эффект легкой липкости исключает возможность образования складок материала в подколенной области, и таким образом не препятствует сгибанию в колене.

Лучше всего подходит для пользователей со здоровой кожей культи.



HD Gel™

Гель высокой плотности

Плотная устойчивая текстура

Относительно жесткая структура обеспечивает превосходные управление протезом и обратную связь для пользователей с высоким уровнем двигательной активности


Лучше всего подходит для пользователей переходящих с силиконовых чехлов на гелевые.

Тканые покрытия ALPS




Коричневая ткань

горизонтальное растяжение с ограниченным вертикальным



Бежевая ткань

горизонтальное и вертикальное растяжения



Черная ткань

ограниченные горизонтальное и вертикальное растяжения



Ткань специального плетения

бесшовная, избирательного растяжения, со встроенной матрицей



Сделано в США



ИМ 13



ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи,
Октябрьская ул., дом 10
Тел./Факс: +7 (495) 103 4004
E-mail: sales@vitaorta.ru
Web: www.vitaorta.ru

Следуй за нами:

<https://www.youtube.com/endoliterus/>
 <https://www.facebook.com/endoliterussia>
 <https://vk.com/endoliterussia>
 <https://www.pinterest.ru/endoliterussia/>
 <https://www.instagram.com/endoliterussia/>

